

**Descrizione generale**

Gli apparecchi ortodontici a filo sono usati per pareggiare e allineare l'anatomia dentale in abbinamento a un sistema di placchette che vengono applicate ai denti del paziente in uno studio dentistico. Gli apparecchi ortodontici a filo consistono di un arco ortodontico (filo), fascette per legature, un filo di contenzione, elementi ausiliari e molle a spirale.

**Indicazioni per l'uso**

Gli apparecchi ortodontici a filo vengono usati per pareggiare e allineare l'anatomia dentale dei pazienti dall'adolescenza all'età adulta in abbinamento a un sistema di placchette, in base alla valutazione del medico. Questi dispositivi sono concepiti esclusivamente per la prescrizione e l'utilizzo da parte di dentisti e ortodontisti.

**Utilizzo del prodotto**

È compito del dentista determinare i dispositivi appropriati, le sezioni e i tipi materiali da utilizzare per il trattamento specifico di ogni singolo paziente. Il dentista, infatti, sa bene quali dispositivi utilizzare in ogni fase del trattamento.

**Codice articolo e descrizione del prodotto**

Per i codici articolo e le descrizioni dei prodotti fare riferimento alle etichette dei singoli prodotti.



Questo simbolo indica il codice di lotto del produttore ai fini dell'identificazione della partita o lotto di appartenenza del prodotto.

**Informazioni sulla composizione del materiale**

Per informazioni dettagliate sulla composizione dei materiali fare riferimento al sito Web o alla documentazione commerciale di Acme Monaco. Sito Web: [www.acmemonaco.com](http://www.acmemonaco.com)

**Avvertenza:**

Gli apparecchi ortodontici a filo sono concepiti come dispositivi monouso. Oltre a compromettere le prestazioni del prodotto, il riutilizzo di un apparecchio ortodontico a filo può esporre il paziente al rischio di lesioni.

**Avvertenza:**

Gli apparecchi ortodontici a filo vengono commercializzati in condizioni non sterili.

**Avvertenza:**

Questo prodotto può contenere nickel e/o cromo (fare riferimento all'etichettatura del prodotto in questione). Una piccola percentuale di persone soffre notoriamente di allergia al nickel e/o al cromo. Per i pazienti con allergie note, scegliere dispositivi che non provochino una risposta allergica. In caso di reazione allergica rimuovere immediatamente l'apparecchio.

**Avvertenza:**

Per maggiori informazioni sui rischi di cancro e tossicità riproduttiva visitare il sito [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**Stoccaggio e manipolazione**

Gli apparecchi ortodontici a filo vengono commercializzati in condizioni non sterili in confezioni singole o sfusi. Non sono richieste particolari condizioni di stoccaggio. I prodotti in questione possono essere conservati nelle confezioni originarie. Evitare una



movimentazione energica delle confezioni per scongiurare danni o distorsioni all'imballaggio dei prodotti. In presenza di danni visibili alle confezioni e/o ai dispositivi, evitare l'utilizzo dei prodotti interessati.

#### Informazioni generali

Non esistono informazioni circa la preclusione dell'uso dei prodotti per la salute orale comunemente in commercio.

La masticazione di alimenti duri può causare la rottura, l'allentamento o il distacco di un dispositivo o di accessori correlati.

Alcuni sport possono arrecare danni agli apparecchi ortodontici a filo e/o agli accessori correlati, nonché esporre il paziente al rischio di danni nell'eventualità di incidenti correlati a specifici sport. Consultare uno specialista in ortodonzia per indicazioni sulle protezioni raccomandate.

La compatibilità degli apparecchi ortodontici a filo con gli ambienti di risonanza magnetica non è stata valutata. Informare sempre il personale addetto alla radiologia o alla risonanza magnetica prima della procedura così da consentire l'applicazione delle opportune misure.

**Informazioni aggiuntive:** fare riferimento al sito Web o alla documentazione commerciale di Acme Monaco per le configurazioni dei dispositivi, i materiali, le sezioni dei materiali e i dati riguardanti le prestazioni dei prodotti. Sito Web: [www.acmemonaco.com](http://www.acmemonaco.com)



Acme Monaco Corporation  
75 Winchell Road  
New Britain, CT. 06052 USA  
Tel. 001.860.224.1349  
[www.acmemonaco.com](http://www.acmemonaco.com)



0123



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germania