

**Descrições gerais:**

Aparelhos ortodônticos com fio são usados para nivelar e alinhar a anatomia dental, em conjunto com um sistema de bráquetes que é fixado nos dentes do paciente em um ambiente clínico ortodôntico. Aparelhos ortodônticos com fio são compostos por fios de arco, ligaduras elásticas, fio de retenção, acessórios e molas helicoidais.

Indicações de uso:

Aparelhos ortodônticos com fio são usados para nivelar e alinhar a anatomia dental, em conjunto com um sistema de bráquetes no tratamento de pacientes adolescentes até adultos, com base na avaliação do ortodontista. Esses aparelhos devem ser prescritos e utilizados apenas por dentistas e ortodontistas.

Uso do produto:

O ortodontista determina o aparelho, secções transversais do material e tipos de materiais apropriados para o tratamento exclusivo de cada paciente. O ortodontista sabe qual aparelho escolher para cada etapa de tratamento do paciente.

**Número de peça e descrição do produto:**

Consulte o manual do produto para ver o número de peça e a descrição do produto.



Indica o código do lote do fabricante para que o lote possa ser identificado.

Informações sobre a composição do material:

Para obter informações detalhadas sobre a composição do material, consulte o site da Acme Monaco ou a literatura de vendas. Site: www.acmemonaco.com

**Atenção:**

Os aparelhos ortodônticos com fio devem ser utilizados uma única vez. A reutilização do aparelho ortodôntico com fio pode prejudicar o desempenho do produto e apresentar risco de lesão ao paciente.

**Atenção:**

Os aparelhos ortodônticos com fio são comercializados não estéreis.

**Atenção:**

Este produto pode conter níquel e/ou cromo (consulte a rotulagem específica do produto). Sabe-se que uma pequena porcentagem da população é alérgica a níquel e/ou cromo. Para pacientes com alergias conhecidas, opte por aparelhos que não provoquem reação alérgica. Se ocorrer uma reação alérgica, retire o aparelho imediatamente.

**Atenção:**

Risco de câncer e danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov

Armazenamento e manuseio:

Os aparelhos ortodônticos com fio são comercializados não estéreis em embalagens individuais ou a granel. Não é necessária nenhuma condição especial de armazenamento. O produto pode ser armazenado na embalagem fornecida. Evite aplicar força sobre o produto para não entortá-lo e/ou danificar sua embalagem. Se a embalagem do aparelho estiver comprometida e/ou os aparelhos estiverem danificados, eles não deverão ser usados.



Informações gerais:

Não há informações disponíveis que desaconselhem o uso de produtos de saúde bucal comumente disponíveis.

Mastigar alimentos sólidos pode quebrar, soltar ou afrouxar o aparelho ou alguma parte dele.

Alguns esportes podem causar danos ao aparelho ortodôntico com fio e/ou alguma parte dele, o que pode representar um risco no caso de certas lesões esportivas. Consulte um ortodontista para conhecer as proteções recomendadas.

Aparelhos ortodônticos com fio não foram avaliados quanto à compatibilidade em um ambiente de ressonância magnética (RM). Sempre informe a equipe de RM ou radiologia sobre seu aparelho antes do procedimento para que ações adequadas sejam tomadas.

Informações adicionais: consulte o site da Acme Monaco ou a literatura de vendas para ver as configurações, materiais, secções transversais do material e dados de desempenho do produto para o seu aparelho. Site: www.acmemonaco.com



Acme Monaco Corporation
75 Winchell Road
New Britain, CT. 06052 EUA
Tel. 001.860.224.1349
www.acmemonaco.com



0123



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hanôver, Alemanha